

# Opatrunek wentylowy ACS (Asherman Chest Seal) na otwarte rany postrzałowe, klute, płuc, klatki piersiowej RÜSCH - 849100



Cena: 51,90 pln

## Opis słownikowy

Producent	RUSCH
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Sterylny opatrunek wentylowy ACS Asherman Chest Seal® przeznaczony do stosowania na otwarte rany w obrębie klatki piersiowej. Znajduje zastosowanie w postępowaniu przy otwartej odmie płucnej oraz zapobieganiu odmie przężnej w urazach klatki piersiowej.

Opatrunek odpowiedni do stosowania w przypadku ran postrzałowych, klutych lub innych penetrujących urazów klatki piersiowej.

### Właściwości:

- Jednokierunkowy zawór umożliwiający odprowadzenie powietrza i krwi, zapobiegający ich ponownemu przedostawaniu się do rany i powstawaniu odmy płucnej.
- Przejrzysta konstrukcja podkładki dla optymalnej wizualizacji rany.
- Rozmiar opatrunku o średnicy 14 cm.
- Podkładka z gazy w zestawie.
- Klej wrażliwy na nacisk zapewnia skuteczne uszczelnienie.
- 5 lat trwałości.

### Sposób użycia:

- Oczyszczyć i wysuszyć obszar wokół rany sterylnym gazikiem o wymiarach 10 x 10 cm.
- Zdjąć ochronną podkleję z powierzchni powleczonej klejem.
- Położyć opatrunek na pacjencie, przylepna stroną w dół, z zaworem umieszczonym bezpośrednio na ranie.
- Podstawę opatrunku mocno docisnąć do skóry aby zapewnić okluzyjne uszczelnienie.

Produkt zawiera naturalny lateks kauczukowy, który może powodować reakcje alergiczne.

Wyrób jednorazowego użytku, nie wolno używać ponownie, poddawać procesom mających umożliwić ponowne użycie ani sterylizacji.

Kod produktu: 849100