

ConvaTec PRESENTA® Pianka do pielęgnacji i ochrony skóry wokół stomii (423294) - 200ml



Cena: 50,70 pln

Opis słownikowy

Producent	Convatec
Produkt z REFUNDACJĄ NFZ DLA KODU	W.02.01 (P.141)
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

PRESENTA® Pianka do pielęgnacji i ochrony skóry wokół stomii, w swoim składzie zawiera przyjazne dla skóry składniki:

- **wyciąg z aloesu** - wykazuje działanie nawilżające, łagodzi nieprzyjemne odczucia związane z podrażnioną skórą
- **gliceryna** - nawilża skórę
- **kwasy hialuronowe** - posiada właściwości wiązania cząsteczek wody, zapewnia utrzymanie właściwego poziomu nawilżenia skóry
- **ceramid 1** - odpowiada za utrzymanie właściwego poziomu nawilżenia skóry i tworzenie bariery ochronnej skóry przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych
- **glukozyd kokosowy** - naturalny składnik myjący.

Regularne stosowanie pianki zapobiega powstawaniu niekorzystnych zmian skórnych.

Zawartość aloesu i jego nawilżające działanie łagodzi nieprzyjemne odczucia związane z podrażnioną skórą.

Składniki myjące zawarte w piance, delikatnie oczyszczają i pielęgnują skórę wokół stomii.

Może być stosowana zamiast wody i mydła, nie wymaga spłukiwania.

Sposób użycia:

Piankę aplikować na skórę wokół stomii podczas każdej zmiany worka stomijnego.

Przed użyciem wstrząsnąć butelką, umyć ręce lub założyć rękawiczki.

Nanieść piankę na skórę z odległości około 10 cm i delikatnie rozprowadzić - nie wcierać. Pozostawić preparat na skórze przez 1-2 minuty i wytrzeć.

W przypadku większych zabrudzeń czynność należy powtórzyć aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Pianka wysycha w ciągu kilku sekund i nie wpływa na przyleganie sprzętu stomijnego.

Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego.

Przed naklejeniem worka stomijnego skórę należy dokładnie osuszyć. Do osuszania skóry wokół stomii nie używać ligniny lub waty.

Pojemność: 200 ml