

BEURER Lampa z promiennikiem podczerwieni IL35 - sollux

Cena: 235,00 pln



Opis słownikowy

Producent	Beurer
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Lampa z promiennikiem podczerwieni - model IL35

Zastosowanie:

Ten promiennik podczerwieni przeznaczony jest jedynie do naświetlania ludzkiego ciała. Dzięki naświetlaniu promieniami podczerwonymi ciało ludzkie przekazywana jest energia cieplna. Naświetlana skóra staje się lepiej ukrwiona oraz przyspieszona zostaje przemiana materii w miejscu o wyższej temperaturze. Sposób oddziaływania promieni podczerwonych pobudza gojenie się części ciała; procesy gojenia mogą być celowo wspierane.

Podczerwień może być np. zastosowana jako terapia towarzysząca w leczeniu chorób uszu, nosa i gardła, jak też w pielęgnacji twarzy i kosmetyce, szczególnie w przypadku, gdy występują zmiany skórne.

Najpierw należy skonsultować się z lekarzem, czy stosowanie naświetlania ma sens w danym przypadku.

Sposób użycia:

Przed użyciem należy skontrolować czy promiennik jest dokładnie przykręcony. Należy uważać również na bezpieczny i stabilny stan urządzenia. Odstęp pomiędzy promiennikiem podczerwieni, a naświetlaną częścią ciała powinien przekraczać przynajmniej 80cm.

Przy naświetlaniu twarzy oczy należy mieć cały czas zamknięte (ewentualnie polecamy [okulary ochronne](#)). Zalecany czas zabiegu wynosi maksymalnie 12min.

Skóra poszczególnych osób może być nadwrażliwa na promienie ciepła (np. silne zaczerwienienia, tworzenie się pęcherzy, swędzenie, mocne pocenie się) lub reagować alergicznie, nawet w przypadku poprawnego stosowania urządzenia.

Urządzenie posiada przestawny ekran lampy. Cztery pozycje nachylenia umożliwiają Państwu indywidualne i odpowiednie do potrzeb ustawienie promiennika.

Lampa IL30, dzięki **zamontowanemu zegarowi** oferuje Państwu dodatkowy komfort. Suwakiem można płynnie nastawić automatyczny wyłącznik na czas do 12 min

Typ zamontowanego promiennika: Infrared PAR 38 E (150W).

Gwarancja: 24 miesiące