

Cewnik Nelaton hydrofilowy dla mężczyzn LentisCath CH 12 - 101402



Cena: 5,35 pln

Opis słownikowy

Aby otrzymać artykuł w wygodnym opakowaniu zbiorczym kup

30 szt.

Producent Lentismed

Produkt z REFUNDACJĄ NFZ DLA KODU Y.03.01.00.HG (P.096.00.HG), Y.03.01.01.HG (P.096.01.HG)

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu

Gotowe do użycia cewniki hydrofilowe LentisCath dla mężczyzn do użytku przy cewnikowaniu przerywanym. Jest to innowacyjny produkt pomagający przezwyciężyć różnego rodzaju wyzwania i trudności towarzyszące wykonywaniu codziennym aktywności, które zapewniają jednocześnie wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.

Cewnikowanie przerywane uważa się za „złoty standard” drenażu pęcherza, pomagający utrzymać w zdrowiu drogi moczowe. Cewnikowanie przerywane jest także uważane za najlepszą opcję opróżniania pęcherza przez dłuższy czas.

Producentem cewników LentisCath jest chorwacka firma Lentismed specjalizująca się w produkcji cewników urologicznych i dążąca do najwyższych standardów branżowych.

Rozmiar: CH 12
Długość: 40cm
Numer katalogowy: 101402





Opakowanie: 1 szt.

Właściwości:

- cewnik pokryty hydrofilową powłoką umożliwiającą użycie natychmiast po otwarciu
- nie zawiera ftalanów i polichloru winylu (PVC)
- rurka cewnika wykonana z podlegającego biodegradacji termoplastycznego poliuretanu (TPU)
- pakowane w nieprzezroczyste opakowanie z aluminium pochodzącego w 100% z recyklingu
- cewniki dla mężczyzn posiadają unikalną prowadnicę ułatwiającą aplikację do cewki moczowej i chroniącą cewnik przed zanieczyszczeniem bakteriami

- dostępne w wersji dla dzieci, kobiet i mężczyzn

Rozmiary cewników i odpowiadające im kolory

Cewnik	Rozmiar	Kolor	Średnica
	6 Fr/CH		2 mm
	8 Fr/CH		2,6 mm
	10 Fr/CH		3,3 mm
	12 Fr/CH		4 mm
	14 Fr/CH		4,7 mm
	16 Fr/CH		5,3 mm
	18 Fr/CH		6 mm
	20 Fr/CH		6,7 mm
	22 Fr/CH		7,4 mm

Korzyści wynikające ze stosowania cewników LentisCath:

Gotowe do użycia od razu po wyjęciu z opakowania cewniki hydrofilowe, których stosowanie eliminuje dodatkowe etapy przygotowania do cewnikowania, co oszczędza czas i zwiększa wygodę użytkownika.

Posiadają atraumatyczne miękkie oczka cewnika polerowane metodą ultradźwiękową, co pozwala na zachowanie zdrowia cewki moczowej eliminując ryzyko powstania mikrourazów, cewnik jest bezpieczny i atraumatyczny.

Produkt jest elastyczny i na tyle sztywny, aby umożliwić delikatnie wprowadzanie i wyjmowanie i zapobiegać jego zginaniu.

Cewnik pakowany w nieprzezroczyste, dyskretne opakowanie z dużymi otworami ułatwiającymi otwieranie, jest to pomocne zwłaszcza dla osób z upośledzoną motoryką.