

# CHLOR-CLEAN Wipes - Chusteczki do mycia oraz dezynfekcji powierzchni 25szt.



Cena: 55,90 pln

## Opis słownikowy

Dystrybutor	MEDILAB
Opakowanie	25 szt.
Producent	Guest Medical
Rejestracja	Produkt biobójczy

## Opis produktu

Inkrustowane chlorem suche chusteczki przeznaczone do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie a także do usuwania plam krwi.

### Charakterystyka:

- Wygodne i łatwe w użyciu – aktywowanie następuje poprzez nasączenie jej zimną wodą.
- Idealne do usuwania wszelkich zanieczyszczeń, płynów organicznych, w tym plam krwi (przydatne w nagłych przypadkach).
- Przebadane zgodnie z jedyną normą dedykowaną dla chusteczek: EN 16615: 2015 (F2/2).
- Zalecane do stosowania szczególnie w miejscach, w których obowiązuje bardzo wysoki reżim sanitarny, oraz w sytuacjach zagrożenia epidemicznego.
- Wysoka jakość włókniny z której są wykonane chusteczki
- Długi okres przydatności do użycia – 24 miesiące.

### Działanie biobójcze:

bakteriobójcze (w tym MRSA), prątkobójcze (M.avium, M.terrae), grzybobójcze (C.albicans, A. Niger) w warunkach brudnych w 15 minut,

sporobójcze (EN 13704) przeciwko: B.subtilis, C.difficile (warunki brudne), C.difficile 027, C.perfringens – w 15 min., C. sporogenes – 60 min.

wirusobójcze (EN 14476) w warunkach brudnych wobec Polio, Adeno i Noro w 5 minut.

Dodatkowe działanie bakterio- i drożdżakobójcze wg EN 16615:2015: 5 min. (warunki brudne).

**Skład:**

100 g preparatu zawiera: substancja czynna – Troklozen sodu (sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego CAS 2893-78-9) – 96 g;  
dodatek detergentu: sole sodowe kwasów sulfonowych < 3%.

1 chusteczka uwalnia aż 10 000 ppm aktywnego chloru.

**Opakowanie:** 25 chusteczek w opakowaniu flow-pack

**Wymiary chusteczki:** 19 x 24 cm (60 g/m<sup>2</sup>)

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.