

Debrisoft® Pad kompres do opracowywania ran 10x10cm

Cena: 36,20 pln



Opis słownikowy

Producent	Lohmann-Rauscher
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Debrisoft Pad to niemal bezbolesna metoda opracowania ran, umożliwiająca szybkie i łatwe usuwanie tkanki martwiczej i wysięku z rany oraz łusek i zrogowaciałego naskórka ze skóry wokół rany.

Kompres Debrisoft Pad przeznaczony jest do użytku przy opracowaniu ran powierzchownych, przewlekłych i ostrych oraz skóry wokół rany, a także wtórnie gojących się ran pooperacyjnych, owrzodzeń cukrzycowych, odleżynowych, tętnicznych i żylnych. Produkt stosuje się również do wchłaniania wysięku, tkanki martwiczej i zrogowaciałego naskórka podczas opracowywania rany.

Produkt należy stosować do chwili całkowitego wyczyszczenia rany, gdy rana przeszła z fazy oczyszczania w fazę ziarninowania. Prowadzi on do bardzo dobrego wyniku nawet w przypadku silnie zrogowaciałych martwiczych nalotów, jeśli uprzednio leczono je autolitycznie. Chroni nowo utworzoną tkankę ziarninującą i wzrost nowych komórek nabłonkowych

Miękką stronę włóknistą Debrisoft Pad można zwilżyć dowolnym dostępnym na rynku roztworem do płukania ran. W razie potrzeby można go stosować przy każdej zmianie opatrunku. Produkt nie pozostaje na ranie.

Właściwości

- Miękkie włókna zapewniają prawie bezbolesne zastosowanie, zwiększając akceptację ze strony pacjenta
- Produkt daje szybko widoczne rezultaty.
- Pochyłe końcówki włókien usuwają z rany tkankę martwiczą, nie uszkadzając przy tym tkanki zdrowej.
- Włókna zbierają również łuski oraz zrogowaciały naskórek wokół rany.
- Posiada kieszonkę na dłoń ułatwiającą opracowywanie rany.

Skład produktu:

Strona do opracowywania: 100 % poliester, niebielony
Tylne strony: 100 % poliakryl (nie zawiera kalafonii ani produktów pochodnych)
Kieszonka: poliester, poliamid, elastan

Uwaga: produkt jednorazowego użytku, nie może być powtórnie dezynfekowany i używany.

<

