

OTTO BOCK Orteza stawu kolanowego Genu Direxa Stable Wraparound 8368



Cena od: 399,00 pln

Opis słownikowy

Producent	Otto Bock
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Orteza Genu Direxa Stable Wraparound z szynami bocznymi (z regulacją kąta zgięcia).

Zginanie (w stopniach): 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75, 90

Prostowanie (w stopniach): 0, 10, 20, 30, 45

Genu Direxa Stable Wraparound jest odpowiednia przy występujących dolegliwościach kolan, z lekkim lub umiarkowanym poczuciem niestabilności (wiotkość więzadeł), kiedy leczenie wymaga ograniczenia zgięcia lub wyprostowania stawu.

Orteza zapewnia komfort użytkowania, dzięki czemu osoba z niej korzystająca czuje się bezpiecznie i odczuwa mniejsze obawy o stan kolana, dzięki kontrolowanej kompresji poprawie ulegają funkcje czuciowo – motoryczne, kolano jest ustabilizowane, ból zagożdżony i przywrócona funkcjonalność stawu.

Materiał TriTech wewnątrz ortezy jest przyjemny i bardzo miękki - w szczególności we wrażliwym dole podkolanowym, zapewnia że orteza nie przesuwają się na nodze podczas noszenia.

Otwarty model ortezy można całkowicie otworzyć i owinąć wokół nogi. Jest to odpowiednia wersja dla osób, których ścisnięcie lub mobilność są ograniczone.

Wykorzystany system "Click2Go" pozwala na regulację zakresu ruchu bez użycia narzędzi. Skrzyżowane paski w dole podkolanowym z pełną regulacją kąta wyprostowania w stawie kolanowym. Ortezy wyposażone są w dwie kieszenie z

aluminiowymi szynami po obu stronach, po??czone ze sob? zawiasem, umo?liwiaj?ce uprawianie sportów kontaktowych.

Wskazania:

- Osteoartroza z du?ym stopniem niestabilno?ci i naderwaniem wi?zade? pobocznych i krzy?owych.
- Pourazowa i pooperacyjna wiotko?? wi?zade? i/lub uczucie niestabilno?ci
- Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (Gonarthrosis) z umiarkowan? zwyrodnieniow? niestabilno?ci? wi?zade? i/lub umiarkowanym uczuciem niestabilno?ci (ACL, PCL)
- Zespó? bólu rzepkowo-udowego (np. chondromalacja rzepki, chondropatia rzepki, choroba zwyrodnieniowa rzepki).
- Po zabiegach artroskopii stawu kolanowego.
- Reumatoidalne zapalenie stawów.

D?ugo??: 38 cm

Rozmiar M: A: 38 -41 cm; B: 48 – 52 cm

Rozmiar L: A: 41 – 44 cm; B: 52 – 56 cm

Rozmiar XL: A: 44 – 48 cm; B: 56 – 61 cm

A – obwód w cz??ci ?ydkowej

B – obwód w cz??ci udowej