

Pachwinowy pas brzuszny jednostronny Pani Teresa 107 - prawostronny



Cena od: 75,00 pln

Opis słownikowy

Producent	Pani TERESA
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Wskazania

- ogranicza powiększanie się istniejących jednostronnych przepuklin pachwinowych
- jako zabezpieczenie pachwin po operacjach rozległych przepuklin pachwinowych
- podtrzymuje niewielkie przepukliny pachwinowe u chorych nie kwalifikujących się do operacji
- pas może być stosowany u kobiet i u mężczyzn

Ucisk pasa można regulować taśmą główną i taśmą kroczną.

Dopasowanie rozmiaru

Aby dobrać właściwy rozmiar pasa, należy zmierzyć obwód bioder. Wielkości poszczególnych rozmiarów podane są w tabeli poniżej. W przypadku gdy Państwa rozmiar jest na granicy dwóch rozmiarów, należy wybrać rozmiar mniejszy.

Rozmiar	s	m	l	xl	xxl
Obwód bioder (cm)	85-95	96-105	106-115	116-125	126-135

Wersja: prawostronna