

Cewnik Nelaton hydrofilowy dla kobiet LentisCath CH 10 - 101407



Cena: 5,35 pln

Opis słownikowy

Aby otrzymać artykuł w wygodnym opakowaniu zbiorczym kup	30 szt.
Producent	Lentismed
Produkt z REFUNDACJĄ NFZ DLA KODU	Y.03.01.00.HG (P.096.00.HG), Y.03.01.01.HG (P.096.01.HG)
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

LentisCath to gotowe do użycia cewniki hydrofilowe chorwackiej firmy Lentismed specjalizującej się w produkcji cewników urologicznych i dąży do możliwie najwyższych standardów branżowych.

Wyrób przeznaczony jest do cewnikowania przerywanego, uważanego za „złoty standard” drenażu pęcherza pomagający w utrzymaniu w zdrowiu dróg moczowych. Metoda ta stanowi najlepszą opcję opróżniania pęcherza przez dłuższy czas.

Cewnik LentisCath to innowacyjny wyrób medyczny łączący bezpieczeństwo i wygodę użytkownika i pomagający przezwyciężyć różnego rodzaju wyzwania i trudności towarzyszące codziennym aktywnościom.














Rozmiar: CH 10
Długość: 20cm
Numer katalogowy: 101407

Opakowanie: 1 szt.

Właściwości:

- pokryty warstwą hydrofilową umożliwiającą użycie natychmiast po otwarciu
- bez zawartości toksycznych ftalanów ani polichloru winylu (PVC)
- rurka cewnika wykonana z termoplastycznego poliuretanu (TPU) podlegającego biodegradacji
- pakowane w opakowanie z aluminium pochodzącego w 100% z recyklingu
- dostępne w wersji dla kobiet, mężczyzn i dla dzieci

Rozmiary cewników i odpowiadające im kolory

Cewnik	Rozmiar	Kolor	Średnica
	6 Fr/CH		2 mm
	8 Fr/CH		2,6 mm
	10 Fr/CH		3,3 mm
	12 Fr/CH		4 mm
	14 Fr/CH		4,7 mm
	16 Fr/CH		5,3 mm
	18 Fr/CH		6 mm
	20 Fr/CH		6,7 mm
	22 Fr/CH		7,4 mm

Korzyści wynikające ze stosowania cewników LentisCath:

Cewniki LentisCath pokryte są warstwą hydrofilową i są gotowe do użycia od razu po wyjęciu z opakowania, dzięki czemu oszczędzają czas, są wygodne w użyciu i eliminują dodatkowe etapy przygotowania do cewnikowania.

Atraumatyczne miękkie oczka cewnika są polerowane metodą ultradźwiękową pozwalające na zachowanie zdrowej cewki moczowej bez mikrourazów, dzięki temu cewnik jest bezpieczny i atraumatyczny. Elastyczna rurka jest wystarczająco sztywna, umożliwia delikatnie wkładanie i wyjmowanie oraz zapobiega zginaniu.

Cewnik zaprojektowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dyskrecji w codziennym życiu, na co wpływa nieprzezroczyste opakowanie, które nie zdradza zawartości. Ponadto duże otwory, jakie posiada opakowanie cewnika ułatwiają otwieranie, jest to pomocne i szczególnie przydatne dla użytkowników z upośledzoną motoryką.