

Cewnik Nelaton hydrofilowy dla mężczyzn LentisCath CH 14 - 101403



Cena: 5,35 pln

Opis słownikowy

Aby otrzymać artykuł w wygodnym opakowaniu zbiorczym kup	30 szt.
Producent	Lentismed
Produkt z REFUNDACJĄ NFZ DLA KODU	Y.03.01.00.HG (P.096.00.HG), Y.03.01.01.HG (P.096.01.HG)
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Gotowe do użycia cewniki z powłoką hydrofilową dla mężczyzn LentisCath do stosowania przy cewnikowaniu przerywanym. Dzięki warstwie hydrofilowej są gotowe do użycia od razu po wyjęciu z opakowania.

Cewnikowanie przerywane uważane jest za najlepszą opcję opróżniania pęcherza przez dłuższy czas oraz za „złoty standard” drenażu pęcherza, pomagający utrzymać zdrowie dróg moczowych.

LentisCath to innowacyjny produkt pomagający przezwyciężyć różnego rodzaju wyzwania i trudności towarzyszące wykonywaniu codziennym aktywności, które zapewniają jednocześnie wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Producentem cewników LentisCath jest chorwacka firma Lentismed specjalizująca się w produkcji cewników urologicznych i dążąca do najwyższych standardów branżowych.

Rozmiar: CH 14
Długość: 40cm
Numer katalogowy: 101403



Opakowanie: 1 szt.

Właściwości:

- dzięki warstwie hydrofilowej cewnik jest gotowy do użycia natychmiast po otwarciu opakowania
- rurka cewnika wykonana z podlegającego biodegradacji termoplastycznego poliuretanu (TPU)
- nie zawiera ftalanów i polichlorku winylu (PVC)
- pakowane w dyskretne nieprzezroczyste opakowanie z aluminium pochodzącego w 100% z recyklingu
- dostępne w wersji dla dzieci, kobiet i mężczyzn
- cewniki dla mężczyzn posiadają unikalną prowadnicę ułatwiającą aplikację do cewki moczowej i chroniącą cewnik przed

zanieczyszczeniem bakteriami

Rozmiary cewników i odpowiadające im kolory

Cewnik	Rozmiar	Kolor	Średnica
	6 Fr/CH		2 mm
	8 Fr/CH		2,6 mm
	10 Fr/CH		3,3 mm
	12 Fr/CH		4 mm
	14 Fr/CH		4,7 mm
	16 Fr/CH		5,3 mm
	18 Fr/CH		6 mm
	20 Fr/CH		6,7 mm
	22 Fr/CH		7,4 mm

Korzyści wynikające ze stosowania cewników LentisCath:

Gotowe do użycia od razu po wyjęciu z opakowania cewniki hydrofilowe, których stosowanie eliminuje dodatkowe etapy przygotowania do cewnikowania, co oszczędza czas i zwiększa wygodę użytkownika.

Posiadają atraumatyczne miękkie oczka cewnika polerowane metodą ultradźwiękową, co pozwala na zachowanie zdrowia cewki moczowej eliminując ryzyko powstania mikrourazów, cewnik jest bezpieczny i atraumatyczny.

Cewnik pakowany w nieprzezroczyste, dyskretne opakowanie z dużymi otworami ułatwiającymi otwieranie, jest to pomocne zwłaszcza dla osób z upośledzoną motoryką.

Produkt jest elastyczny i na tyle sztywny, aby umożliwić delikatnie wprowadzanie i wyjmowanie i zapobiegać zginaniu produktu.