

HydroTac - jałowe, opatrunki piankowe z hydrożelem 10x20cm op. 3 szt.

Cena: 73,50 pln



Opis słownikowy

Producent	HARTMANN
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Producent: Hartmann

Opakowanie: 3szt. (10x20cm)
nr katalogowy: 685833

Zastosowanie

Do zaopatrywania ran trudno gojących się, zarówno sączących jak i relatywnie suchych, w fazie ziarninowania i epitelializacji doskonale nadaje się do stosowania w połączeniu z terapią kompresyjną w przypadkach owrzodzeń podudzi pochodzenia żylnego.

Charakterystyka:

- HydroTac® jest kombinacją opatrunku piankowego z hydrożelem. Podstawą opatrunku jest pianka poliuretanowa. Warstwę opatrunku od strony rany stanowi hydrożel. Warstwa hydrożelu ma postać siatki, co pozwala na swobodne przejście wysięku do chłonnej warstwy piankowej.
- Pianka poliuretanowa szybko wchłania nadmiar wysięku rany i zamyka go w swojej strukturze. Nie oddaje go nawet pod wpływem terapii uciskowej.
- Hydrożel uwalnia wilgoć do rany utrzymując w niej wilgotne środowisko, sprzyjające ziarninowaniu i odbudowie nabłonka.
- Hydrożel zapobiega przyklejaniu się opatrunku do rany. Zmiany opatrunku przebiegają bezboleśnie.
- Warstwa hydrożelu daje opatrunkowi efekt początkowej przylepności „Initial Tack”. Dzięki temu zakładanie opatrunku staje się dużo prostsze.
- Od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest wodoodporną folią poliuretanową, chroni ranę przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych, nie utrudnia jednak przepływu powietrza i pary wodnej.

