

Irygator do oczyszczania nosa i zatok RinoMED R1



Cena: 61,80 pln

Opis słownikowy

Producent	Med2000
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Irygator do nosa i zatok RinoMED model R1 to łatwe w użyciu urządzenie rozpylające odpowiednie do stosowania w leczeniu zatok przynosowych i górnych partii dróg oddechowych np. katarze, przeziębieniu, czy alergii.

Aparat posiada przycisk pozwalający kontrolować nebulizację oraz 3 silikonowe końcówki nosowe o różnych rozmiarach wykonane z miękkiego materiału odpowiednie dla pacjentów w każdym wieku.

Wyrób działa w połączeniu ze wszystkimi inhalatorami/nebulizatorami. Może być stosowany z roztworami solnymi, wodami termalnymi lub lekami powszechnie dostępnymi w aptekach.

Po użyciu należy zdemontować części irygatora, umyć go w ciepłej wodzie z mydłem, dokładnie spłukać, osunąć nadmiar wody i pozostawić do wyschnięcia w czystym miejscu.

Aby uniknąć ryzyka infekcji wskazane jest używanie jednego irygatora przez jednego pacjenta.

Zalecane jest użycie aparatu maksymalnie przez 200 zabiegów.

Zawartość opakowania:

Przezroczysty pojemnik na lek lub roztwór solny i stożek przewodzący (rozpylacz).

Irygator z dwiema komorami: większą dolną o pojemności maksymalnej 18 ml na środek do irygacji i mniejszą górną na zanieczyszczenia nosa.

3 końcówki:

- mała (niebieska) - dla małych dzieci poniżej 3 roku życia
- średnia (czerwona) - dla dzieci 3-12 lat
- duża (żółta) - dla dzieci powyżej 12 lat i dorosłych

Instrukcja w języku polskim

