

Liberty Urostomy - worek samoprzylepny jednoczęściowy urostomijny (WUR713) 10szt.



Cena: 224,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie	10 szt.
Producent	Welland Medical
Produkt z REFUNDACJĄ NFZ DLA KODU	W.01.01.U (P.099.U)
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opakowanie: 10szt.
Rozmiar: 13-60mm
kolor: przezroczysty (WUR713)

Właściwości:

- przylepiec worka został wykonany z materiału hydrokolidowego Hyperflex® firmy Welland. Jest miękki i delikatny w kontakcie ze skórą wrażliwą, a w przypadku skóry podrażnionej wspomaga jej leczenie. Materiał Hyperflex® jako jedyny na rynku polskim składa się z aż 4 hydrokolidów, skutecznie zabezpiecza skórę wokół stomii przed działaniem moczu, nie powoduje podrażnień ani odparzeń. Przylepiec został dodatkowo wzmocniony od strony zewnętrznej warstwą fazeliny w sposób zabezpieczający go przed erozją i wypłukiwaniem przez mocz,
- dzięki wystającej zakładce dołączonej do przylepca, możliwe jest łatwe odklejenie zabezpieczenia warstwy klejącej przylepca,
- dzięki specjalnej dwukomorowej konstrukcji z wewnętrznymi antyzwrotnymi zastawkami umiejscowionymi w połowie długości worka, mocz niezależnie od pozycji ciała nie cofa się do przetoki. Zapobiega to powstawaniu wstępującym zakażeniom dróg moczowych, które są trudne i uciążliwe w leczeniu,
- miękki materiał fazelinowy zastosowany od strony wewnętrznej worka, jest szybkoschnący, co zapewnia szczególnie komfort użytkowania. Materiał redukuje wszelkie odgłosy noszenia worka, zapewniając osobom ze stomią jeszcze większą dyskrecję i pewność siebie,
- worek dostępny jest w kolorze przezroczystym, co zapewnia możliwość kontroli moczu i stanu stomii bez konieczności odklejania go od skóry,
- istnieje możliwość docięcia przylepca nawet do 60 mm,
- worek wyposażony jest w ledwo wyczuwalny, niewielki, bezpieczny zawór, wykonany z miękkiego silikonu. Zawór umożliwia opróżnianie worka z moczu bez konieczności odklejania worka od skóry. Do zaworu można dołączać zbiornik do dobowej zbiórki moczu,

bez użycia dodatkowych reduktorów lub łączników. W celu zwiększenia zabezpieczenia przed podciekaniem podczas łączenia zaworu i zbiornika do dobowej zbiórki moczu, można użyć dodatkowego, miękkiego zapięcia (elastycznego klipsa).