

ORLIMAN Orteza lędźwiowo-krzyżowa LB3001



Cena od: 111,00 pln

Opis słownikowy

Producent	Orliman
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Orteza lędźwiowo-krzyżowa kręgosłupa przeznaczona do stosowania przy lumbago, osłabieniu mięśni, chorobach krążka międzykręgowego czy zmianach degeneracyjnych.

Pas wykonany jest z oddychającego materiału i posiada tylne, podwójne skośne taśmy dociągowe zapinane z przodu na velcro, które zwiększają stabilizację pasa i przodowygięcie lędźwiowe kręgosłupa oraz 4 półelastyczne tylne sztywniki.

Orteza zapewnia silne podparcie części lędźwiowej kręgosłupa i doskonale dopasowanie do anatomii ciała. Ponadto produkt jest przyjemny w kontakcie z ciałem i wygodny w noszeniu.

Zalecenia:

- osłabienie mięśni
- choroby krążka międzykręgowego
- zmiany degeneracyjne
- Lumbago
- Lumbosciatica (ischias)
- Spondylolysis (kręgoszczelina)
- Spondyloarthrosis

Dopasowanie:

1. Otworzyć ortezę.
2. Założyć pas wokół pleców na wysokości odcinka lędźwiowo-krzyżowego, upewniając się jednocześnie, że umieszczony jest on centralnie w stosunku do wyrostków kolczystych kręgosłupa.

3. Zapiąć pas, przymocowując w odpowiednich miejscach zapięcia velcro.

Orteza dostępna w rozmiarach od 1 do 7

Rozmiar	Obwód bioder lub pasa w najszerszym miejscu (cm)	Wysokość z tyłu(cm)
1	63-75	26
2	75-83	
3	83-91	
4	91-99	
5	99-107	
6	107-115	
7	115-123	

Rozmiar powinien być dobrany przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, według tabeli rozmiarowej. Zbyt duży ucisk może powodować utrudnienia w krążeniu i wpłynąć na zaburzenie pracy mięśni. Producent zaleca regulować ucisk do uzyskania uczucia optymalnego przylegania do ciała.

Kolor: czarny