

Pessar grzybkowy - Dr. Arabin



Cena od: 230,00 pln

Opis słownikowy

Producent	Dr Arabin
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Pessar grzybkowy – stosowany w przypadku wypadania pochwy i macicy (3 lub 4 stopnia). Dodatkowo może być stosowany w przypadkach, gdy ciśnienie brzuszne przemieszcza cewkę moczową, pessar pierścieniowy i talerzowy nie wytrzymuje nacisku oraz jeśli pessar kostkowy nasila nietrzymanie moczu.

Założenie pessara zwykle jest ułatwione poprzez posmarowanie pessara kremem estrogenowym. Jeśli to możliwe, Pacjentka powinna nauczyć się sama wyjmować i zakładać pessar. Pessar grzybkowy wyjmuje się zwykle podczas parcia.

Dlaczego warto wybierać Pessary Dr. Arabin?

- Biokompatybilny silikon – pessary poddane testom na bezpieczeństwo dla organizmu Pacjentelek oraz brak reakcji drażniących i uczulających.
- Materiał wykonania – miękki, elastyczny silikon, ułatwiający sprawną obsługę z pessarem.
- Szeroki wybór rodzajów pessarów – możliwość doboru do konkretnego przypadku zaburzenia.
- Najszerszy wybór rozmiarów pessarów położniczych na rynku.
- Produkcja niemiecka.