

## Stetoskop Rappaport HS-30C - szary

Cena: 49,90 pln



### Opis słownikowy

Producent	Rappaport
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Dwugłowicowy stetoskop typu Rappaport, który może funkcjonować na pięć różnych sposobów.

#### Właściwości:

Stetoskop został zaprojektowany do wielu celów, 3 rozmiary lejków i dwie membrany, tworząc razem kompletny zestaw. Dlatego każdego lejka lub membrany używa się w ściśle określonym celu.

Zmieniając się na 5 różnych sposobów stetoskop ten zajmuje miejsce wszystkich innych instrumentów i właściwie funkcjonuje jak pięć stetoskopów dla pięciu różnych przeznaczeń w jednym urządzeniu.

#### Zastosowanie membran:

- **Membrana duża** - zasadniczo ta membrana używana jest do wykrywania dźwięków serca o niskiej częstotliwości, skurczowych, rozkurczowych i trzecich dźwięków serca. Wykrywalne są także szmery o wysokich tonach wydawane przez serce.

- **Membrana mała** - jest zaprojektowana do słuchania wysokich tonów serca dziecka.

#### Zastosowanie lejków:

- **Lejek w rozmiarze dla dorosłych** - pozwala na wykrycie szmerów i dźwięków i średnich i niskich częstotliwościach.

- **Lejek w rozmiarze średnim** - umożliwia osłuchanie pacjenta w miejscach małych i wąskich np. przestrzeni międzyżebrowej i wyłapanie szmerów i dźwięków o średniej i niskiej częstotliwości.

- **Lejek w rozmiarze dla noworodków** - najlepiej służy badaniu niemowląt i małych dzieci. Przy pomocy tego lejka najlepiej wyczuwalne są dźwięki o niskich i średnich tonach oraz szmery wydawane przez serce dziecka.

**Kolor: szary**

Do stetoskopu dołączone są zapasowe końcówki do uszu w różnych rozmiarach co pozwala użytkownikowi na wybór odpowiedniej pary, która pasuje i daje komfort użytkowania. Są zapakowane w małe etui wraz z 3 lejkami w kształcie i 2 przezroczystymi, plastikowymi krążkami: dużym i małym.