

CEREDERM® GEL Opatrunek silikonowy w żelu na blizny - 3090-180 - 15g

Cena: 149,00 pln



Opis słownikowy

Producent	CERECARE
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Silikonowy opatrunek żelowy CEREDERM® GEL przeznaczony do leczenia i profilaktyki blizn przerostowych (uniesionych, zaczerwienionych) i keloidów (twardych, grubych, włóknistych narośli).

Dzięki żelowej formule jest to produkt odpowiedni do stosowania na nieregularnych powierzchniach twarzy, stawów lub łań zgięciowych.

Żel jest przezroczysty i bezzapachowy, może być używany samodzielnie bez konieczności stosowania innych opatrunków lub preparatów. Po aplikacji szybko wysycha, tworząc na skórze film ochronny. Może być pokryty kosmetykami i stosowany pod makijaż.

CEREDERM® GEL to produkt na bazie silikonu klasy medycznej, który wygładza bliznę i ogranicza jej rozwój. Żel zmiękcza bliznę, łagodzi swędzenie, zmniejsza zaczerwienienie i umożliwia jej nawodnienie.

Składniki opatrunku CEREDERM® wybrano ze względu na ich biokompatybilność.

Według producenta rezultaty widoczne po 2-3 miesiącach stosowania 2 razy dziennie.

Właściwości:

- Szybko wysycha.
- Może być stosowany pod makijaż.
- Przezroczysta i bezzapachowa formuła żelu.
- Bezbolesny w użyciu.
- Może być stosowany samodzielnie
- Pomaga zredukować blizny, które stają się bardziej elastyczne, płaskie i mniej zaczerwienione.

- Rezultaty po 2-3 miesiącach stosowania.

Przeciwwskazania:

Nie stosować na błony śluzowe, otwarte rany, owrzodzenie, wysięki i sączenia lub niezagojone oparzenia.
W przypadku wystąpienia reakcji skórnej należy przerwać leczenie.

Ingredietnts: Reinforcedsiloxanes (>90%), Water, Sodium polyacrylate, Glycol ether, Silicone glycol copolymer.

Opakowanie: 15g