

CEREDERM® Samoprzylepny opatrunek silikonowy na blizny do cięcia 5x30cm - 2221-885 - 1 szt.

Cena: 31,90 pln



Opis słownikowy

Aby otrzymać artykuł w wygodnym opakowaniu zbiorczym kup 10 szt.

Producent CERECARE

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu

Przezroczysty i łatwy w użyciu samoprzylepny opatrunek silikonowy CEREDERM® przeznaczony do stosowania w leczeniu i profilaktyce blizn przerostowych (wypukłych, o czerwonym zabarwieniu) i keloidów (grubych, twardych, włóknistych narośli).

Dzięki swojej długości jest to produkt odpowiedni zwłaszcza do stosowania na dłuższe blizny np. po cesarskim cięciu. Opatrunek można także przyciąć w celu otrzymania mniejszego rozmiaru odpowiadającego wielkości blizny.

Stosowanie opatrunku CEREDERM® dzięki półokluzyjnemu działaniu poprawia ogólny wygląd blizny, zmniejsza jej widoczność, zaczerwienienie oraz dodatkowo wpływa na jej zmiękczenie. Działanie mechaniczne samoprzylepnego opatrunku wpływa na wygładzenie blizny i jej spłaszczenie oraz ograniczenie jej rozwoju.

Wszystkie składniki opatrunków CEREDERM® zostały starannie dobrane pod kątem ich biokompatybilności.

Rezultaty stosowania widoczne są po 2-3 miesiącach stosowania.

Właściwości:

- Elastyczny, umożliwia precyzyjne dopasowanie do kształtu blizny.
- Możliwość cięcia i dopasowania do indywidualnych potrzeb.
- Może być stosowany samodzielnie, bez dodatku kremu.
- Samoprzylepny dla bezpiecznego dopasowania.
- Może być noszony do 3 dni, przez 24 godziny na dobę.
- Przezroczysty, cienki i dyskretny.
- Widocznie zredukowane blizny: bardziej elastyczne, płaskie i mniej zaczerwienione.
- Widoczne rezultaty po 2-3 miesiącach stosowania

Rozmiar: 5 x30 cm

Opakowanie: 1 szt.