

Cewnik Nelaton hydrofilowy dla mężczyzn LentisCath CH 18 - 101405



Cena: 5,35 pln

Opis słownikowy

Aby otrzymać artykuł w wygodnym opakowaniu zbiorczym kup	30 szt.
Producent	Lentismed
Produkt z REFUNDACJĄ NFZ DLA KODU	Y.03.01.00.HG (P.096.00.HG), Y.03.01.01.HG (P.096.01.HG)
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Cewniki LentisCath z powłoką hydrofilową, gotowe do użycia od razu po wyjęciu z opakowania. Produkt przeznaczony przy cewnikowaniu przerywanym u mężczyzn, pomagający sprostać różnego rodzaju trudnościom i wyzwaniom towarzyszącym codziennym aktywnościom.

Cewnikowanie przerywane pomaga utrzymać w zdrowiu drogi moczowe, metoda ta uważana jest za „złoty standard” drenażu pęcherza i za najlepszą opcję opróżniania pęcherza przez dłuższy czas. Cewniki zapewniają jednocześnie wygodę i bezpieczeństwo użytkowania, a dzięki nieprzezroczystemu opakowaniu - dyskrecję.

Producentem cewników LentisCath jest chorwacka firma Lentismed specjalizująca się w produkcji cewników urologicznych i dążąca do najwyższych standardów branżowych.

Rozmiar: CH 18
Długość: 40cm
Numer katalogowy: 101405

Opakowanie: 1 szt.









Właściwości:

- cewnik pokryty hydrofilową powłoką umożliwiającą użycie natychmiast po otwarciu
- nie zawiera ftalanów i polichloru winylu (PVC)
- rurka cewnika wykonana z podlegającego biodegradacji termoplastycznego poliuretanu (TPU)
- dostępne w wersji dla dzieci, kobiet i mężczyzn
- cewniki dla mężczyzn posiadają unikalną prowadnicę ułatwiającą aplikację do cewki moczowej i chroniącą cewnik przed

zanieczyszczeniem bakteriami

- pakowane w nieprzezroczyste opakowanie z aluminium pochodzącego w 100% z recyklingu

Rozmiary cewników i odpowiadające im kolory

Cewnik	Rozmiar	Kolor	Średnica
	6 Fr/CH		2 mm
	8 Fr/CH		2,6 mm
	10 Fr/CH		3,3 mm
	12 Fr/CH		4 mm
	14 Fr/CH		4,7 mm
	16 Fr/CH		5,3 mm
	18 Fr/CH		6 mm
	20 Fr/CH		6,7 mm
	22 Fr/CH		7,4 mm

Korzyści wynikające ze stosowania cewników LentisCath:

Gotowe do użycia od razu po otwarciu opakowania cewniki hydrofilowe, których stosowanie eliminuje dodatkowe etapy przygotowania do cewnikowania, co oszczędza czas i zwiększa wygodę użytkownika.

Atraumatyczne, miękkie oczka cewnika polerowane metodą ultradźwiękową, pozwalają na zachowanie zdrowia cewki moczowej zmniejszając ryzyko powstania mikrourazów.

Produkt jest elastyczny i na tyle sztywny, aby umożliwić delikatne wprowadzanie i wyjmowanie i zapobiegać jego zginaniu.

Cewnik pakowany w nieprzezroczyste, dyskretne opakowanie z dużymi otworami ułatwiającymi otwieranie, jest to pomocne zwłaszcza dla osób z upośledzoną motoryką.