

# Clinell uniwersalny spray do odkażania powierzchni 500ml



Cena: 27,90 pln

## Opis słownikowy

Pojemność	500ml
Producent	Clinell
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Clinell to uniwersalny spray przeznaczony do odkażania powierzchni i czyszczenia nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Jest odpowiednim preparatem do czyszczenia powierzchni medycznych takich jak łóżka szpitalne, materace, wózki dla chorych czy inkubatory.

### Charakterystyka:

Uniwersalny: działa jako detergent i środek odkażający, nie trzeba używać kilku różnych środków czyszczących.

Najbardziej uniwersalna formuła sprayu: zastosowanie mieszanki biocydów o różnych mechanizmach działania zapobiega oporności bakterii oraz powstawaniu odpornych szczepów.

Nie niszczy powierzchni: można nim czyścić powierzchnie z gumy, plastiku i metalu, także materace.

Skuteczny już po 10 sekundach.

Niepalny, nie zawiera gazów.

Szerokie i skuteczne spektrum działania zapewnia opatentowana formuła bakteriobójcza oparta na synergicznych czwartorzędowych związkach amoniowych i polimerycznym biguanidzie, każdy o zupełnie odmiennym mechanizmie działania, która zapobiega także oporności.

**Bakterie Gram-dodatnie** m.in. gronkowiec złocisty i MRSA, paciorkowce, enterokoki oraz VRE.

**Bakterie Gram-ujemne** m.in. Pseudomonas, E.Coli, Acinetobacter, Klebsiella oraz salmonella.

**Wirusy bezosłonkowe** m.in. Norowirus and Rotawirus.

**Wirusy osłonkowe** m.in. opryszczka pospolita - typu 1 i 2, grypa - H1N1 i H5N1, WZW - typu B i C oraz HIV.

**Prątki** m.in. Mycobacterium terrae and Mycobacterium smegmatis.

**Grzyby** m.in. Aspergillus, Candida oraz Penicillium.

#### Sposób użycia:

Powierzchnię, którą chcemy odkazić należy spryskać używając przy tym odpowiednich środków ochrony osobistej (np. rękawic). Wycierać ruchem w kształcie litery S, zaczynając od czystego miejsca i uważając żeby nie przecierać już wytartych miejsc i pozostawić do wyschnięcia.

**Pojemność:** 500 ml