

## Klin przeciwobrzękowy po mastektomi - prosty 53x37x22



Cena: 75,90 pln

### Opis słownikowy

Producent	REHAN
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Klin przeciwobrzękowy dla kobiet po mastektomii - prosty

#### Przeznaczenie i właściwości:

Klin przeciwobrzękowy wykorzystywany jest do czynnych i biernych ułożeń kończyny. Dzięki wysokiemu jej ułożeniu w czasie snu i wypoczynku, powstają warunki fizyczne, w których ciśnienie hydrostatyczne słupa krwi i chłonki ułatwia ich odpływ, a tym samym zapobiega powstawaniu lub powiększaniu się obrzęku. Ramię ustawione w lekkim odwiedzeniu i zgięciu w stawie łokciowym należy ułożyć na ścianie klina i przyłożyć do tułowia (rękę umieścić na najdłuższym boku klina powyżej poziomu klatki piersiowej).

Rozmiar: 53x37x22