

Krzesło toaletowe OPEN regulowane - toaleta przenośna

Cena od: 481,00 pln



Opis słownikowy

Producent	Herdegen
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Krzesło toaletowe OPEN - przenośna toaleta.

Zastosowanie:

Pomocna w opiece nad pacjentem zmuszonym stale przebywać w łóżku. Pozwala na załatwienie potrzeb fizjologicznych w pozycji siedzącej. Dzięki szeroko rozmieszczonym podłokietnikom transfer pacjenta jak i jego obsługa są łatwe jak nigdy dotąd. Miękkie, komfortowe siedzisko jest w pełni zdejmowane, co czyni fotel wysoce przyjaznym dla użytkownika, zachowując przy tym najwyższy poziom higieny.

Razem z tym produktem polecamy torbę do zbiórki wydzielin (kał / mocz) z wkładką chłonną CLEANIS.

Właściwości:

- plastikowe siedzisko, stalowy stelaż
- Siedzisko jest umocowane do ramy za pomocą dwóch klipsów, dzięki czemu jest bardzo łatwe do zdjęcia, w celu czyszczenia, obsługi lub wymiany.
- pojemnik można wyjmować zarówno z góry jak i wysuwać z boku
- można myć popularnymi środkami myjącymi nie zawierającymi substancji ściernych (łatwa w utrzymaniu higieny)
- można postawić nad sedesem w toalecie (bez wiaderka)
- podłokietniki pod ręce ułatwiającego siadania i wstawanie

- max. obciążenie: 113kg

- rozstaw nóg 44cm

- regulacja wysokości siedziska (52 - 63cm)

Do krzeseł toaletowych polecamy jednorazowe torby z wkładem chłonnym, które łatwo wchłoną płyny ustrojowe. Jednocześnie konstrukcja worka w łatwy i higieniczny sposób umożliwi pozbycie się wydzielin czy kału, bez potrzeby mycia za każdym razem.