

Opaska elastyczna stawu nadgarstkowego Pani Teresa 305



Cena od: 23,30 pln

Opis słownikowy

Producent	Pani TERESA
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opaska elastyczna stawu nadgarstkowego.

Wskazania:

- w przewlekłych zmianach reumatyczno-zwyrodnieniowych stawu nadgarstkowego

- łagodzi ból, przekrwienie i upośledzenie funkcji ręki

- zapobiega i zwalcza pourazowe obrzęki nadgarstka

- wspomaga leczenie zapalenia ścięgien, a także po operacji rekonstrukcji ścięgien

- jako opatrunek po zdjęciu gipsu - działa przeciwbólowo zwłaszcza w okresie rehabilitacji

Dopasowanie rozmiaru

Aby dobrać właściwy rozmiar opaski, należy zmierzyć obwód ręki w nadgarstku. Wielkości poszczególnych rozmiarów podane są w tabeli poniżej. W przypadku gdy Państwa rozmiar jest na granicy dwóch rozmiarów, należy wybrać rozmiar mniejszy.

Rozmiar	Obwód nadgarstka
XS	<14 cm
S	14 - 18 cm
M	19 - 22 cm
L	23 - 25 cm
XL	> 25 cm