

Przyrząd do masażu ciała MC-4

Cena: 36,90 pln



Opis słownikowy

Producent	TYLMAX
Rejestracja	Wyrób medyczny
Zastosowanie	masaż stóp

Opis produktu

Aparat do masażu ciała - wykonany z drewna.

Doskonale masuje całe ciało - dzięki specjalnej ręczce masaż można przeprowadzić samemu - również na plecach. Obrótowe kółka posiadają serię wycięć, które dopasowują się do kształtu ciała i delikatnie je masują.

Wymiary:
9x17 cm (podstawa)
9,5 cm (wysokość)

Zastosowanie: Masażer przeznaczony jest do celów rehabilitacji leczniczej i zapobiega różnego rodzaju schorzeniom. Dedykowany pacjentom dotkniętym chorobą reumatoidalną i zwyrodnieniową stawów, chorobami obwodowego układu nerwowego oraz układu krwionośnego. Stosowanie masażera skutecznie obniża napięcie mięśniowe, uczucie zmęczenia oraz pobudza receptory ciała czyli

specjalnych zakończeń nerwowych organów wewnętrznych. Receptory pod wpływem nacisku działają impulsowo pobudzając intensywniejszy przepływ krwi w danym organie wewnętrznym. W następstwie masażu rozszerzają się naczynia krwionośne, zwiększa się przemiana materii, odporność organizmu, sprawność fizyczna i umysłowa.

Użytkowanie: Masaż ciała można rozpocząć indywidualnie lub z pomocą drugiej osoby, której łatwiej będzie wykonywać masaż - zwłaszcza pleców. Profilaktycznie masaż można wykonywać kilka razy dziennie w czasie od 5 do 20 minut. Po upływie miesiąca można przejść na masaż bardziej intensywny tj. poprzez zwiększenie docisku i czasu masowania. W razie wątpliwości co do metody, częstotliwości i czasu trwania masażu prosimy skonsultować się z lekarzem.

Wyrób medyczny klasy pierwszej.