

Taśma do tapingu AcuTop Premium Kinesiology Tape 5cm x 5m - niebieska

Cena: 23,30 pln



Opis słownikowy

| | |
|-------------|----------------|
| Producent | AcuTop |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Taśma do tapingu AcuTop Premium to wyrób wykonany z wysokiej jakości bawełny bez dodatku lateksu, której rozciągliwość wynosi 130-140 % i imituje ludzką skórę i jej elastyczność. Taśmę pokrywa hipoalergiczny klej akrylowy o dużej przyczepności i odporności. Tape charakteryzuje się termoelastycznością tzn. rozszerzają się pod wpływem ciepła i kurczą pod wpływem zimna. Na komfort użytkowania wpływa ich wodoodporność, dzięki czemu można swobodnie korzystać z basenu czy kąpeli. Zamiana taśmy na nową wskazana jest w momencie kiedy zauważy się, że odkleja się ona na krańcach. Na wewnętrznej stronie taśmy znajdują się schematyczne linie ułatwiające właściwe cięcie nawet początkującym użytkownikom.

Kinesiotaping to bardzo popularna na całym świecie i rekomendowana przez profesjonalistów: fizjoterapeutów, rehabilitantów oraz lekarzy metoda lecznicza. Dużą skuteczność potwierdzają pacjenci u których zostały zastosowane. Jakość została potwierdzona i udokumentowana. Produkt ten otrzymał liczne certyfikaty (Niemiecka Akademia Stosowanej Medycyny Sportowej (DAASM), Niemiecka Olimpijska Konfederacja Sportu (DOSB), Certyfikaty zgodności CE).

Rozmiar: 5cm x 5m

Kolor: niebieski

Do zakładania i ściągania taśm polecamy również akcesoria: klej Pre Tape, zmywacz kleju Tape&Tuffner Remover.

Właściwości:

- pudełko wielorazowe chroniące taśmę przed wysychaniem
- falisty klej (mocny klej akrylowy) nie pozostawiający śladów na skórze
- materiał 97 % bawełna, 3 % elastan
- elastyczność 130-140 %
- termoplastyczne, rozciągają się pod wpływem ciepła i kurczą pod wpływem zimna
- z liniami ułatwiającymi cięcie
- oddychający, wodoodporny materiał



SPECYFIKACJA:

- materiał: 97% bawełna, 3% elastan
- klej: mocny klej akrylowy
- elastyczność: 130-140%

Zalety:

- praktycznie bez skutków ubocznych
- zmniejsza dolegliwości bólowe i obrzęki
- redukuje bóle neurologiczne
- przyspiesza regenerację po urazach
- zwiększa zakres ruchu w stawie
- redukuje napięcia mięśniowe
- wspomaga terapię limfatyczną, przedłuża działanie zastosowanych masażu oraz poprawia krążenie
- zapobiega kontuzjom
- wielorakie zastosowanie, możliwość założenia na szyję, bark, stopę, kolano, plecy, łokieć, nadgarstek
- możliwości samodzielnej aplikacji po uprzedniej konsultacji z fizjoterapeutą
- długo okres użytkowania
- duża skuteczność

Taśmy AcuTop są często stosowane przez sportowców i osoby amatorsko uprawiające sport, mogą być wsparciem podczas treningów i przeciwdziałać kontuzjom. Metoda ta jest także stosowana podczas rekonwalescencji w celu przyspieszenie powrotu do pełnej sprawności i regeneracji.

Poradnik stosowania:

1. Przygotowanie taśm kinesio. Sposoby docinania brzegów/prawidłowe trzymanie plastrów.

2. Aplikacja Kinesio na "łokieć tenisisty"

3. Aplikacja na drenaż limfatyczny

4. Aplikacja na artretyzm w stawie kolanowym

5. Aplikacja "zamrożony bark"

6. Aplikacja "łokieć golfisty"