

ABENA Nawilżane rękawice do mycia ciała 1999901874 - 8szt.

Cena: 8,99 pln



Opis słownikowy

Opakowanie	8 szt.
Producent	ABENA

Opis produktu

Nawilżane rękawice do mycia stanowiące bardzo dobrą alternatywę dla tradycyjnej kąpieli z użyciem mydła i wody oraz zapewniające przyjemny efekt oczyszczenia i nawilżenia skóry.

Produkt ma postać rękawiczki bez palców z przodem i tyłem, do której wnętrza wkłada się dłoń. Trzymanie dłoni w środku pozwala na dobrą kontrolę nad obiema stronami podczas obracania myjki i wykorzystanie całej jej powierzchni myjącej. Po zakończeniu mycia z użyciem jednej strony rękawicę można obrócić bez konieczności dotykania zabrudzonej strony.

Rękawica mimo, że jest wykonana z wytrzymałego i mocnego materiału, jest wyjątkowo miękka i przyjemna dla skóry, ponadto jest nieprzepuszczalna dla płynów, zanieczyszczeń i bakterii, co wpływa na to, że jest wyjątkowo higieniczna.

Komfort użytkowania można zwiększyć przez podgrzanie, dzięki czemu mycie jest przyjemniejsze.

Sposób użycia:

Rękawicę do mycia można podgrzewać w kuchenke mikrofalowej - maks. 800 W przez 30 sekund. Zalecana temperatura rękawicy do mycia to maks. 40°C.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami. Nie wyrzucać do toalety (produkt nie nadaje się do spłukiwania). Przechować w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

Właściwości:

- odpowiednie dla delikatnej skóry
- praktyczne rozwiązanie do mycia bez wody i mydła
- higieniczne
- przydatne w podróży
- dla dodatkowego komfortu można je podgrzewać w mikrofalówce
- pH 4-6
- bezzapachowe
- testowane dermatologicznie

Wymiary rękawicy: 14,5 x 23 cm

Materiał: 30% wiskoza, 70% poliester

Skład / Ingredients: Aqua, Capryloyl Glycine, Glycerin, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Aloe Vera Extract, DL-Panthenol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Caprylyl Glycol, Potassium sorbate/sodium Citrate.

Opakowanie: 8 sztuk

Galeria

