

## BBraun Braunol - Jodowy roztwór do odkażania skóry i śluzówek - 1000ml\*



Cena: 96,90 pln

### Opis słownikowy

Pojemność	1L
Producent	BBraun
Produkt leczniczy	Forma transportu - POLTRAF
Rejestracja	Produkt leczniczy

### Opis produktu

*Produkt dostępny w ofercie apteki, a zamówienie towaru możliwe na zasadach przedpłaty na konto z odbiorem w naszym lub za pośrednictwem apteki internetowej aptekadlapacjenta.pl. Podmiot leczniczy nie może nabywać produktów leczniczych drogą wysyłkową?.*

Pojemność: 1000ml

### Właściwości

- Antyseptyka błon śluzowych i ran
- Dezynfekcja higieniczna i chirurgiczna rąk
- Do dezynfekcji skóry na oddziałach szpitalnych i na sali operacyjnej
- Gotowy do użycia roztwór na bazie powidonu jodu
- Aktywny przeciwko bakteriom, w tym MRSA, mycobacteria, grzybom, wirusom, pierwotniakom, sporom

#### Substancje czynne:

- 7,5 g powidonu jodu (z 10%-ową zawartością dostępnego jodu) na 100 g roztworu
- Testowany w warunkach in vitro oraz w symulowanych warunkach szpitalnych zgodnie z DGHM / VAH
- produkt leczniczy

#### Zalety

- Do leczenia ran, w tym trudno gojących się ze stanem zapalnym
- Do bezbolesnej dezynfekcji i antyseptyki błon śluzowych
- Natychmiastowe i skuteczne działanie dezynfekujące
- Może być stosowany w formie rozcieńczonej i nierozcieńczonej do płukania i mycia oraz do nawilżania większości opatrunków stosowanych na rany
- Szybkie działanie w czasie 15 sek.

#### Charakterystyka

Braunol® jest uniwersalnym roztworem do wszelkiego rodzaju dezynfekcji u pacjentów. Testowany według wytycznych DGHM (Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii), Braunol® spełnia wszystkie mikrobiologiczne wymagania nowoczesnej higieny. Braunol® wykazuje pełną aktywność bakteriobójczą i grzybobójczą już po jednej minucie (czas wymagany przez DGHM i normy europejskie do higienicznej dezynfekcji rąk). Spektrum działania obejmuje bakterie (w tym MRSA), prątki, pierwotniaki, grzyby, wirusy i

spory. Braunol® nadaje się zarówno do dezynfekcji skóry i śluzówki, jak i do szybkiego opatrzenia ran świeżych i trudno gojących się. Braunol® jest наносzony na skórę w stanie nie rozcieńczonym lub jako roztwór rozcieńczony. Typowe dla tego roztworu zabarwienie (pochodzące od jodu) ułatwia jego zastosowanie. Skoncentrowany roztwór Braunol® czyści i dezynfekuje śluzówki, rany oparzeniowe i inne rany zanieczyszczone. Braunol® może być też stosowany do nawilżania środków opatrunkowych.



Produkty lecznicze, mogą być przewożone wyłącznie w warunkach określonych przez stosowne przepisy prawa tj. w bezpiecznej temperaturze pokojowej 15-25°C. Dostawę w takich warunkach gwarantuje specjalistyczna firma kurierska POLTRAF Sp. z o.o. grupa UPS dysponująca profesjonalną flotą samochodów dostawczych z klimatyzowaną/ogrzewaną przestrzenią bagażową zapewniającą bezpieczny transport towarów wymagających kontroli temperatury bez względu na warunki atmosferyczne (upał czy mróz) w szczególności leków.



To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.