

# Cewnik Nelaton hydrofilowy dla kobiet LentisCath CH 18 - 101411



Cena: 5,35 pln

## Opis słownikowy

Aby otrzymać artykuł w wygodnym opakowaniu zbiorczym kup	30 szt.
Producent	Lentismed
Produkt z REFUNDACJĄ NFZ DLA KODU	Y.03.01.00.HG (P.096.00.HG), Y.03.01.01.HG (P.096.01.HG)
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Cewniki hydrofilowe LentisCath chorwackiej firmy Lentismed specjalizującej się w produkcji cewników urologicznych i dążącej do jak najwyższych standardów branżowych.

Produkt przeznaczony do cewnikowania przerywanego, które uważane jest za „złoty standard” drenażu pęcherza i utrzymania w zdrowiu dróg moczowych. Cewnikowanie przerywane stanowi najlepszą opcję opróżniania pęcherza przez dłuższy czas. Cewnik LentisCath to innowacyjny wyrób medyczny łączy bezpieczeństwo i wygodę użytkownika i pomaga przezwyciężyć różne wyzwania w codziennym, aktywnym życiu.












**Rozmiar:** CH 18  
**Długość:** 20cm  
**Numer katalogowy:** 101411

**Opakowanie:** 1 szt.

### Właściwości:

- pokryty warstwą hydrofilową umożliwiającą użycie natychmiast po otwarciu
- rurka cewnika wykonana z termoplastycznego poliuretanu (TPU) podlegającego biodegradacji
- nie zawiera toksycznych ftalanów ani polichlorku winylu (PVC)
- pakowane w opakowanie z aluminium pochodzącego w 100% z recyklingu
- dostępne w wersji dla kobiet, mężczyzn i dla dzieci

## Rozmiary cewników i odpowiadające im kolory

Cewnik	Rozmiar	Kolor	Średnica
	6 Fr/CH		2 mm
	8 Fr/CH		2,6 mm
	10 Fr/CH		3,3 mm
	12 Fr/CH		4 mm
	14 Fr/CH		4,7 mm
	16 Fr/CH		5,3 mm
	18 Fr/CH		6 mm
	20 Fr/CH		6,7 mm
	22 Fr/CH		7,4 mm

### Korzyści wynikające ze stosowania cewników LentisCath:

Wyrób posiada atraumatyczne miękkie oczka polerowane metodą ultradźwiękową pozwalające na zachowanie zdrowej cewki moczowej bez mikrourazów, dzięki czemu jest bezpieczny i atraumatyczny. Elastyczna rurka jest wystarczająco sztywna, umożliwia delikatnie wkładanie i wyjmowanie oraz zapobiega zginaniu

LentisCath oszczędza czas i jest wygodny w użyciu. Produkt jest pokryty warstwą hydrofilową i jest gotowy do użycia natychmiast po wyjęciu z opakowania eliminując tym samym dodatkowe etapy przygotowania do cewnikowania.

Produkt posiada duże otwory na opakowaniu ułatwiające otwieranie, co jest pomocne i szczególnie przydatne dla użytkowników z upośledzoną motoryką.

Cewnik zaprojektowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dyskrecji w codziennym życiu. Opakowanie nie jest przezroczyste, nie zdradza zawartości. Ponadto wykonano je z aluminium pozyskanego w procesie recyklingu.