


Hartmann Hydrocoll - do ran w końcowym etapie fazy oczyszczania 20x20 cm - 5 szt.

Cena: 220,00 pln



Opis słownikowy

Producent	HARTMANN
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

UWAGA ZAMÓWIENIE REALIZUJEMY WYŁĄCZNIE Z FORMĄ PŁATNOŚCI - PRZEDPŁATA NA KONTO

Zastosowanie

Rany z wysiękiem od umiarkowanego do lekkiego, znajdujące się w końcowym etapie fazy oczyszczania oraz na etapie budowania nowej tkanki.

Charakterystyka

- Opatrunek hydrokoloidowy;
- Szybko wchłania wydzielinę z rany wraz ze znajdującymi się w niej drobnoustrojami i zamyka ją w strukturze żelu;
- Wysoki potencjał chłonności pozwala na dłuższe pozostawianie opatrunku na ranie, co wpływa na ekonomiczność jego stosowania;
- Wydłużone okresy między zmianami opatrunków zapewniają pożądaną stabilizację obszaru rany;
- Tworzy w ranie idealny wilgotny mikroklimat, w szczególności dla fibroblastów, uczestniczących w procesie tworzenia nowej tkanki;
- Nawet przy niewielkim wysięku nie istnieje niebezpieczeństwo wysychania rany;
- Zmiany opatrunku są całkowicie bez-urazowe i bezbolesne;
- Warstwa wierzchnia stanowi barierę dla bakterii, brudu i wilgoci, można brać prysznic w nałożonym opatrunku;
- W opakowaniach jałowych po 1 szt.

Opakowanie / rozmiar: 20x20 cm - 5 Szt.