

Kompres termiczny żelowy - ogrzewacz MINI



Cena: 13,90 pln

Opis słownikowy

Producent	ABC-N SYSTEM
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Ogrzewacz "Mini" to rozgrzewający, kojący, ciepły okład, przeznaczony do ogrzewania dłoni i innych obszarów ludzkiego ciała oraz wszelkich przedmiotów, które wymagają ogrzania.

Doskonale zda egzamin jako wyposażenie turysty, który na górskim szlaku z wdzięcznością przyjmie każdą odrobinę ciepła jak i dla sportowca, który dzięki wspaniałym właściwościom ogrzewacza szybciej poradzi sobie z rozgrzaniem odpowiednich partii mięśni lub dłoni czy stóp. Czy jesteś więc myśliwym, wędkarzem, czy po prostu chciałbyś móc ogrzać sobie ręce czekając w jesiennym parku na spóźniającą się sympatię, TEN PRODUKT JEST DLA CIEBIE!

Po kilkukrotnym zgięciu paliczka (aktywatora) umieszczonego w płynnej substancji wypełniającej ogrzewacz, w przeciągu paru sekund następuje proces jej krystalizacji. Jej wynikiem jest rozgrzanie ogrzewacza do temperatury ok. 54°C. Temperatura ta utrzymuje się w przypadku Ogrzewacza Mini ok. 20-30 min.

Reakcja krystalizacji jest w pełni odwracalna poprzez zwykłe wygotowanie ogrzewacza

Zastosowanie:

- Poprawisz swoje zdrowie, usuniesz ból i zmęczenie
- Bardzo szybko zrelaksujesz się, rozluźnisz, usuniesz napięcie oraz stres
- Usprawnisz masaż, trening
- Pomocny, gdy uprawiasz fitness, lub takie sporty jak: kulturystyka, lekkoatletyka, tenis, itp.
- Szybko rozgrzejesz się w deszczowy i zimny dzień
- Szybciej możesz usunąć nadmiar tkanki tłuszczowej i wyszczuplić talię.
- Zimny ujędrnia ciało
- Kremy, kosmetyki oraz maści lecznicze wraz z bioaktywnymi składnikami szybciej wnikną w Twoją skórę, a tzw. spulchnianie skóry przy jej oczyszczaniu będzie przebiegało szybciej
- Na zimno zwęża naczynia krwionośne oraz zamyka pory skóry twarzy i dekoltu

Naszym kompresem uzupełnisz każdy ekwipunek turystyczny, akcesoria wspinaczkowe, sprzęt do nurkowania itp.

Jeżeli kompres włożysz do rękawiczki - działa on jak rękawiczki ocieplane. Przyłożony na splot słoneczny pod polar - zadziała jak odzież ocieplana.

Co jeszcze potrafi żelowy ogrzewacz?

- W domu pomoże Ci ogrzać łóżko, butelkę dla dziecka.
- W samochodzie rozmrozi zamrożony zamek.
- Jest pomocny, gdy dopadła Cię grypa lub przeziębienie.
- Jest stosowany w terapiach leczniczych jak np. : ciepłolecznictwo i krioterapia (jako okład zimny - po schłodzeniu)
- Jako ciepłe poduszeczki zabierany jest w plener przez dzieci np.: na narty lub sanki. Możesz być wtedy spokojny o swoją pociechę.

Ogrzewacz możesz przechowywać w domowej apteczce, w szufladzie koło łóżka czy w innym dogodnym miejscu. Polecamy przechowywać go w postaci skryzalizowanej.

Wymiary: 12x8,5 cm

- Osiąga temperaturę do 54°C
- Pozostaje ciepłe przez około 20-30 minut (w zależności od warunków otoczenia)
- Kolejne użycie już po paru minutach od wygotowania
- Możliwość wielokrotnego używania
- Wiele możliwości zastosowania wywać go w postaci płynnej, będzie od razu gotowy do użytku. Możesz też przechowywać go w postaci skryzalizowanej.

Specyfikacja:

- Wymiary: 12x8,5 cm
- Osiąga temperaturę do 54°C
- Pozostaje ciepłe przez około 20-30 minut (w zależności od warunków otoczenia)
- Kolejne użycie już po paru minutach od wygotowania
- Możliwość wielokrotnego używania
- Wiele możliwości zastosowania