

# Nawilżacz bąbelkowy (butelka) do koncentratora tlenu

Cena: 33,50 pln



## Opis słownikowy

Producent	Salter Labs
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Nawilżacz bąbelkowy (butelka) z zaworem bezpieczeństwa 6 PSI do koncentratora tlenu.

### Przeznaczenie:

Nawilżanie gazów do oddychania w celu podania pacjentowi.

### Instrukcja użytkowania:

Do użytku u jednego pacjenta. Nie sterylizować.

1. Dolać wody do maksymalnego poziomu. W celu zmniejszenia możliwości zanieczyszczenia lub wystąpienia kamienia zalecane jest stosowanie wody sterylnej lub destylowanej. Założyć pokrywę i sprawdzić czy jest odpowiednio uszczelniona. Wymieniać wodę codziennie.

2. Dołączyć nawilżacz do źródła O<sub>2</sub>.