

Nutricia Flocare® Zgłębnik Gastrostomijny G-Tube - 678131, 678133, 678134



Cena od: 259,00 pln

Opis słownikowy

Producent	Nutricia
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Flocare Zgłębnik Gastrostomijny (G-Tube) z portem do żywienia typu ENFit jest silikonowym balonowym zgłębnikiem, używanym jako wymiennik istniejącego zgłębnika (PEG, G-Tube lub Button) lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej.

Właściwości

- Wykonany z przezroczystego silikonu
- Zakładanie i wymiana nie wymaga endoskopu
- Może być wymieniany w warunkach szpitalnych i domowych
- Centymetrowa podziałka na zgłębniku ułatwia kontrolę zakładania
- Część zgłębnika znajdująca się na odcinku balonu posiada cieniодajne właściwości widoczne w promieniach RTG
- Jeden centralny otwór na końcu dalszym zgłębnika

- Specjalny kształt i budowa silikonowej płytki zewnętrznej zapewniają pacjentowi komfort i ułatwiają pielęgnację skóry wokół przetoki
- Koniec bliższy posiada dwa porty: do podawania diety (typu ENFit) i do napełnienia balonu mocującego


Wskazania

- Długoterminowe żywienie przez zgłębnik, przekraczające żywotność początkowo założonego zgłębnika gastrostomijnego
- Dekompresja żołądka

Przeciwwskazania

Zakładanie lub wymiana G-tube są przeciwwskazane w przypadku:

- Niedrożnej lub zakażonej przetoki
- Wodobrzusza
- Zmian nowotworowych otrzewnej



Części składowe

Zgłębnik wykonany jest z przezroczystego silikonu, posiada centymetrową podziałkę na zgłębniku i zawiera:

A Port do napełniania balonu wskazujący zalecaną objętość wypełnienia balonu.
Zalecana objętość wypełnienia balonu zależy od rozmiaru Charriere zgłębnika

B Port do żywienia (połączenie ENFit z nasadką zamykającą)

C Silikonową zewnętrzną płytkę mocującą

D Zacisk do regulacji przepływu zapobiegający cofaniu się diety lub innej treści żołądka

E Silikonowy wewnętrzny balon mocujący, znacznik umiejscowiony przy wejściu balonu, widoczny w promieniach RTG

Dostępne rozmiary (średnica/długość)

- Ch 14 Balon - 5 ml (Kod produktu: 594815 lub 678131 lub 178131)
- Ch 18 Balon - 15 ml (Kod produktu: 594817 lub 678133 lub 178133)
- Ch 20 Balon - 15 ml (Kod produktu: 594818 lub 678134 lub 178134)