

Pasy do krępowania, unieruchamiania kończyn - zestaw



Cena: 910,00 pln

Opis słownikowy

Producent	Korfantów
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Zastosowanie:

Pasy stosuje się do krępowania osób nadpobudliwych do ramy łóżka lub stołu w Uniwersalnym Gabinetce Usprawniania Leczniczego.

Właściwości:

Pasy wykonane są z wysokiej jakości skóry, co gwarantuje ich dużą wytrzymałość. Elementy bezpośrednio stykające się z ciałem pacjenta pokryte są miękką wyściółką. Pasy mocuje się na wierzchu łóżka, zapinając ich końce do ramy.

Komplet stanowią:

- pas do krępowania rąk (większy rozstaw tulei mocujących kończyny)
- pas do krępowania nóg (mniejszy rozstaw tulei mocujących kończyny)

