

# Phago'Gel żel wirusobójczy do dezynfekcji chirurgicznej rąk 500ml

Cena: 23,39 pln



## Opis słownikowy

Dystrybutor	MEDILAB
Pojemność	500ml
Producent	Christeyns
Rejestracja	Produkt biobójczy

## Opis produktu

Gotowy do użycia wodno-alkoholowy środek do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk metodą wcierania w postaci żelu.

### Cechy preparatu:

- formuła oparta na bazie etanolu
- preparat hipoalergiczny
- nie zawiera substancji zapachowych i barwników
- gotowy do użycia, nie należy go rozcieńczać
- odpowiedni dla skóry bardzo wrażliwej i alergicznej, zawiera glicerol i emolient, chroniące skórę przed wysuszeniem
- przebadany dermatologicznie
- wykazuje szerokie spektrum biobójcze potwierdzone badaniami (bakteriobójcze, drożdżakobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze - Polio, Adeno i Noro)
- czas dezynfekcji higienicznej według metodyki EN 1500
- czas dezynfekcji chirurgicznej i przedłożone działanie według metodyki EN12791

### Instrukcja użytkowania:

Phago'Gel przeznaczony jest do użytku profesjonalnego.

- **Higieniczna dezynfekcja rąk** - zgodnie z techniką normy PN-EN 1500: nałożyć min. 3 ml preparatu Phago'Gel w zagłębienie dłoni\* i wcierać w skórę rąk przez 30 sek.
- **Chirurgiczna dezynfekcja rąk i przedramion** - zgodnie z techniką normy PN-EN 12791: nałożyć min. 2 x 3 ml preparatu Phago'Gel w zagłębienie dłoni\* i wcierać w skórę przez co najmniej 2 x 45 sek.

\*1 pełne zagłębienie dłoni lub ilość preparatu, która wystarczy do utrzymania nawilżonych dłoni podczas zalecanego czasu kontaktu.

Preparat nanosić należy na suche, czyste, i zdrowe ręce. Nie spłukiwać.

Gotowy do użycia. Nie rozcieńczać.

#### Skład:

etanol 72% (720 mg/g), substancje nawilżające i natłuszczające

Opakowanie: 500 ml

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.