

Pojemnik do zbiórki moczu TULIPAN 2,5L

Cena: 9,90 pln



Opis słownikowy

Producent	KAMED
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Pojemnik do dobowej zbiórki moczu "Tulipan" CE

Właściwości:

- pojemnik wykonany z plastiku (z pokrywką)
- podziałka pojemności
- można myć popularnymi środkami myjącymi nie zawierającymi substancji ściernych
- dezynfekcję można przeprowadzić w autoklawie w temperaturze do 120 st. C do 30 min.

Pojemność 2500ml

Zastosowanie:

Wyrób przeznaczony jest do stosowania w jednostkach leczniczych w warunkach domowych do obsługi ludzi obłożnie chorych, w celu łagodzenia skutków urazów; przebiegu chorób. Pojemnik tulipan służy do pielęgnacji pourazowej. W przypadku stosowania wyrobu przez osoby starsze lub unieruchomione wymagana jest pomoc innych osób.