

## Pooperacyjna osłona oka - przezroczysta



Cena: 8,10 pln

### Opis słownikowy

Producent	Visus
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Osłona oka - wersja przezroczysta

**Zastosowanie:** przed i po operacjach okulistycznych, w urazach oka, podczas leczenia stanów zapalnych.

Osłona występuje w dwóch wersjach białej i przezroczystej.

Przezroczysta pozwala na kontrole stanu opatrunku natomiast biała ogranicza dopływ światła.

**Opakowanie:** zawiera 1 sztukę uniwersalną z zastosowaniem dla oka prawego i lewego.

**Dezynfekcja:** gazikiem nasączonym alkoholem.

**Sposób użycia:** osłonkę przy pomocy gumki lub plastra należy umieścić na oku tak, aby wgłębienie na jej obwodzie przylegało do nosa pacjenta.

Rozmiar: 75mm/65mm.

Dostępne kolory: biały i przezroczysty