

Rosidal® sys gotowy do użycia zestaw do kompresjoterapii (16 984)



Cena: 249,00 pln

Opis słownikowy

Producent	Lohmann-Rauscher
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Rosidal sys to gotowy do użycia zestaw szczególnie skuteczny i opłacalny w długotrwałej terapii kompresyjnej przeznaczony do stosowania w leczeniu owrzodzenia żylnego podudzia. System składa się z dobrze dobranych elementów wysokiej jakości i trwałości i eliminuje czasochłonne i spalniające efektywność, samodzielne zestawianie poszczególnych elementów.

System Rosidal sys łączy w jednym zestawie składniki medyczne potrzebne do dobrej terapii uciskowej, z których część jest produktami wielokrotnego użytku. Opatrunek wyścielający Rosidal soft i bandaż o krótkim naciągu Rosidal K można prać do 50 razy. Z możliwości ich ponownego użycia wynika duża przewaga kosztowa nad produktami jednorazowymi.

System uciskowy o krótkim naciągu zapewnia skuteczne leczenie owrzodzenia żylnego podudzi. Mała elastyczność tkaniny prowadzi do szybkiego ustąpienia zastoju w chorej kończynie. Rosidal sys można nosić na nodze do 7 dni, w dzień i w nocy. Zmianę opatrunku można przeprowadzać indywidualnie u każdego pacjenta.

Zawartość zestawu:

- 1 x tg® Rękaw opatrunkowy rozmiar 7 na ramię (duże), nogę głowę dziecka (24005)
- 4 x Rosidal® soft - 10cm x 2m/0,2cm (13016)
- 2 x Rosidal® K - 8cm x 5m (22201)
- 2 x Rosidal® K - 10cm x 5m (22202)
- 1 x Porofix® - 2,5cm x 5m (34311)
- 1 x Mollelast® haft - 8cm x 20m (30070)
- 1 x Informacja dla pacjenta

tg® Rękaw opatrunkowy

Wielofunkcyjny przepuszczający powietrze rękaw opatrunkowy z bezszwowej dzianiny zapewniający ochronę skóry pod opatrunkami gipsowymi i syntetycznymi i służący do mocowania opatrunków w trudnych miejscach (głowa, tułów, palce, kończyny) oraz do mocowania materiału wyścielającego i opatrunków.

Skład produktu: 67 % bawełna (wybielana), 33 % tkanina nośna: w kolorze cielestym, wiskoza

Rosidal® soft

Elastyczny wzdłużnie i poprzecznie bandaż o wysokim stopniu przepuszczalności dla powietrza i wilgoci wykonany z przyjaznej dla skóry i bezlateksowej pianki poliuretanowej, który nie traci elastyczności nawet po wielokrotnym praniu.

Skład produktu: 100 % poliuretan

Rosidal® K

Przepuszczający powietrze bandaż o krótkim naciągu przeznaczony do stosowania do silnej kompresji (np. w dziedzinie flebologii), mocowanie opatrunków, ograniczenia ruchów pewnych części ciała oraz do stabilizacji i odciążenia w zakresie traumatologii i medycyny sportowej.

Skład produktu: 100 % bawełna

Porofix®

Wodoodporny, nierozciągliwy plaster mocujący do stosowania do mocowania kompresów, bandaży, cewników dożylnych, kaniul, drenaży lub zgłębników.

Skład produktu: tkanina wiskozowa, jasnobrązowa, klej z kauczuku syntetycznego (nie zawiera kalafonii ani produktów pochodnych)

Mollelast® haft

Samoprzyczepny, kohezyjny bielastyczny (rozciągliwość wzdłużna ok. 65%, rozciągliwość poprzeczna ok. 50%) bandaż podtrzymujący do stosowania w celu ograniczenia ruchów pewnych części ciała i do mocowania opatrunków i kaniul, wykazujący właściwości przyczepne wynikające z mikropowłoki.

Skład produktu: Mollelast haft, 66 % wiskoza, 34 % poliamid, pokryty mikroskopijnie drobnym klejem z kauczuku naturalnego (lateksu)