

Worek do tygodniowej zbiórki moczu z portem do pobierania próbek i drenem 1,5m - 2L Zarys

Cena: 7,00 pln



Opis słownikowy

| | |
|-------------|----------------|
| Producent | Zarys |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Worek do pozaustrojowej zbiórki moczu i innych płynów ustrojowych wykonany z medycznego PCV o grubości 0,40 mm.

Wyrób przeznaczony jest do stosowania do tygodniowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, którego cechą jest możliwość długotrwałego stosowania i zmniejszenie ryzyka zakażeń i infekcji.

W celu pobrania próbki moczu zakończenie stożkowe strzykawki wprowadzić w silikonową membranę bezigłowego portu i pobrać moczu do strzykawki. Po usunięciu strzykawki z portu, ulegnie on samoistnemu uszczelnieniu.

Napełniony worek należy opróżnić za pomocą zaworu spustowego lub można go wymienić na nowy. Zużyty worek odłączyć od cewnika

Właściwości:

- dren wykonany z materiału zapobiegającego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający skuteczny odpływ moczu
- wyposażony w samuszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek
- posiada szczelny zawór spustowy typu poprzecznego T, który można obsługiwać jedną ręką
- dren worka zakończony jest uniwersalnym łącznikiem schodkowym
- zastawka antyrefleksyjna (bezwrotna)
- wzmocnione uchwyty umożliwiają powieszenie na standardowym wieszaku do worków na moczu
- tylna ścianka ułatwia wizualną ocenę zebranego moczu
- ma czytelną skalę worka
- pakowany pojedynczo w opakowanie papier/folia
- wyrób sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

Długość drenu: 150 cm

Pojemność: 2000 ml

Kod: WMT2000-150