

Zestaw do podawania tlenu dla pacjentów z tracheostomią z workiem

Cena: 19,90 pln



Opis słownikowy

Rejestracja

Wyrób medyczny

Opis produktu

- Zestawy T przeznaczone są do stosowania u pacjentów z rurką tracheostomią i spontanicznym oddechem
- Za pomocą zestawu T możemy dostarczyć pacjentowi tlen o znanym stężeniu, dzięki zastosowaniu zwężki Venturiego: 40%
- Przez rurkę wydechową lub worek odprowadzany jest wydech pacjenta.
- Zestaw podaży 40% tlenu dla pacjenta na oddechu własnym z respiratora lub butli.
- Wydech pacjenta w tym układzie może być odprowadzany na rurę wydechową respiratora, wtedy mamy pewność że system monitorowania respiratora zareaguje na brak oddechu. Przy pacjentach stabilniejszych polecamy zestaw T z workiem na wydechu pozwalającym na wizualną obserwację oddechu pacjenta.

Zestaw składa się z:

- łącznika T, rury karbowanej i zwężki Venturiego oraz worka na wydechu.

Worek umożliwia wizualną obserwację oddechu spontanicznego